サージカルチェアー 取扱説明書

1. 製品概要

足もとの円盤を踏むことにより、座面が昇降します。動きがスムーズなガススプリング方式を採用 しています。サージカルチェアー用背もたれ(別売品)とセットで使用可能です。



注文コード	品番	商品名
569-001-01	22012	コブルグ, サージカルチェアー, 背もたれ無
569-001-03	22011	サージカルチェアーOP, 背もたれ無
569-001-04	2401H	サージカルチェアーMT,背もたれ無

別売品

注文コード	品番	商品名
569-001-02	22012-06-00-00	コブルグ,サージカルチェアー用背もたれ



サージカルチェアー用背もたれ

2. 使用方法

- 1) 本品に座って片足はバランスを保つように床に置き、もう一方の足を足もとの円盤の端に載せます。お尻を浮かせながらかかとで円盤を踏むと座面が上がります。
- 2) 円盤を踏んだまま座面 (中央付近) に体重をかけると下がります。ただし、負荷荷重が 50kg に満たない場合には下がりません。

[サージカルチェアー用背もたれ(別売)の取り付け方法]

サージカルチェアー用背もたれの付属品(固定用ネジとワッシャー 4 組)を用いて、座面裏側の固定位置(4 つの取付穴)に取り付けてください。固定用ネジは緩まないように最後まで締めてください。

⚠注意

- 1) ネジ類がゆるんでいないか定期的に確認してください。ゆるんでいた場合は締め直ししてください。
- 2) この製品はガススプリング方式を採用しています。分解したり、加熱したりしないでください。修理や部品交換はお買い上げの販売店にご相談ください。

3. 仕様

重量:約11kg 耐荷重:135kg キャスター:φ50mm (導電双輪)

座面降下に必要な最小荷重:50kg

4. 清掃方法

- 1) 中性洗剤又は湿らせた布で清拭してください。消毒も可能ですが、消毒剤は材質に適応したものをご使用ください。
- 2) フェノール系化合物、酢酸、過酸化物、次亜塩素酸ナトリウム等は使用しないでください。

5. 連絡先

販売元:村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546 http://www.muranaka.co.jp

6. 保証

保証規定

- 1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
- 2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障及び損傷。
 - (二)本書の提示がない場合。
 - (ホ)本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
 - (へ)消耗部品。
 - (ト)故障の原因が本品以外に起因する場合。
 - (チ)その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
- 3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、**サージカルチェアー** をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります。 This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: ご芳名	サージカ	ルチェアー	
ご住所			
TEL.	()	

お買い上に	げ店名			
				印
住所				
TEL.	()		
お買い上	げ日	年	月	□ □

販売元:村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546